

Cortisol Salivar

Instrução de Colheita

Receção/Execução Analítica: Segunda-feira a Sexta, mediante marcação

Amostra: Saliva

Instrução de colheita:

- Para colheita em jejum, colher antes de lavar os dentes.
- Para colheitas durante o dia, esperar pelos menos 30 minutos depois de comer ou beber.
- Mastigue cuidadosamente a celulose durante pelo menos 2 minutos, garantindo que está completamente embebida de saliva.
- Coloque a celulose novamente no topo do tubo e tape.
- Registe a data e hora de colheita.

Conservação e transporte: Refrigerado

Condições de inaceitabilidade: incumprimento da instrução de colheita e estabilidade da amostra.